

Capillary Blood Collection Instructions

Please read all instructions **before starting**. Follow each step carefully to ensure your sample is successfully collected and returned.

PREPARE FOR COLLECTION

Place the cold pack in a freezer for at least **30 minutes before sample return**. The cold pack is required to maintain appropriate sample temperature during shipment.

CHECK AND LABEL THE TUBE

You will use a **purple-capped tube** to collect your sample.

If the tube is pre-labeled:

- **Confirm the name and date of birth** on the tube are correct **before** collecting your sample.

If the tube is not pre-labeled:

- Write your **full name** (as used on medical records) in pen on the label provided.
- Apply the label to the tube after writing. **Do not cover the barcode or the fill line on the tube.**

COLLECT YOUR SAMPLE

- Please **follow the enclosed Tasso+® instructions** for proper collection.
- If the tube does not fill to the top line, **return the sample** with the amount collected.

Scan here for an instructional video:



Package & Return the Sample

Please read through and follow each of these steps to ensure your sample is successfully returned.

1. Secure the tube cap by pressing firmly until it **clicks**.
2. Place the tube in the provided biohazard bag with the absorbent pad and seal the bag.
3. Place the sealed bag in the insulated pouch with the frozen cold pack.
4. Place the pouch in the shipping box.
5. **Write the collection date** (MM/DD/YY) on the label in the box.
6. Attach the prepaid return shipping label to the back of the box.
7. Close and seal the box using the adhesive strip.
8. Drop off the package with the listed carrier **within one day of collection**.

Questions?

Contact your study team directly for assistance.

Lea todas las instrucciones **antes de comenzar**. Siga cada paso cuidadosamente para asegurar que su muestra se recolecte y se devuelva correctamente.

PREPÁRESE PARA LA RECOLECCIÓN

Coloque el paquete frío en el congelador durante al menos **30 minutos antes de devolver la muestra**. El paquete frío es necesario para mantener la temperatura adecuada de la muestra durante el envío.

VERIFIQUE Y ETIQUETE EL TUBO Utilizará un tubo con tapa morada para recolectar su muestra.

Si el tubo ya tiene etiqueta:

- **Confirme que el nombre y la fecha de nacimiento** en el tubo sean correctos **antes** de recolectar su muestra.

Si el tubo **NO** tiene etiqueta:

- Escriba su **nombre oficial completo** con bolígrafo en la etiqueta proporcionada.
- Coloque la etiqueta en el tubo **después** de escribir su nombre. **No cubra el código de barras ni la línea de llenado del tubo.**

RECOLECTE SU MUESTRA DE SANGRE

- **Siga las instrucciones de Tasso+®** incluidas en este kit para una recolección adecuada.
- Si el tubo no se llena hasta la línea superior, **devuelva la muestra con la cantidad recolectada.**

Para ver un video instructivo, escanee el código QR:



Empaque y Devuelva la Muestra

Lea cuidadosamente y siga cada uno de estos pasos para asegurarse de que su muestra sea devuelta correctamente:

1. Asegure la tapa del tubo presionándola firmemente hasta que haga **clic**.
2. Coloque el tubo en la bolsa de riesgo biológico proporcionada junto con el papel absorbente y selle la bolsa.
3. Coloque la bolsa sellada en el sobre aislante plateado junto con el paquete frío congelado.
4. Coloque el sobre dentro de la caja de envío.
5. **Escriba la fecha de recolección (MM/DD/AA)** en la etiqueta que está pegada dentro de la caja.
6. **Pegue la etiqueta de envío** prepagada en la parte posterior de la caja.
7. Cierre y selle la caja usando la tira adhesiva.
8. Lleve el paquete al transportista indicado **en un plazo máximo de 24 horas después de la recolección de su muestra.**

¿Tiene preguntas?

Contacte directamente a su equipo de estudio para recibir asistencia.